



As inovações no R12 têm como objetivo a melhoria da qualidade da assistência médica, aumentando a eficiência operacional e reduzindo custos com um solução econômica e compacta

Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R China
Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com www.mindray.com

mindray | healthcare within reach | BeneHeart é uma marca comercial registrada ou marca comercial de propriedade da Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD.
©2013 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
P/N:PT-BeneHeart R12-210285x8P-20160401

mindray




BeneHeart R12
Eletrocardiógrafo



mindray
healthcare within reach

O BeneHeart R12 gera um diagnóstico de ECG rápido e preciso, para ajudar você a satisfazer diversas demandas clínicas



Ambiente e modernização

Processos sem papel oferecem testes mais rápidos para o paciente e reduzem o uso de papel específico de ECG caro

- Imagens completas de visualização da impressão ajudam você a decidir imediatamente se é necessário repetir a gravação do ECG, fornecendo um fluxo de trabalho mais rápido do que nunca
- A visualização de imagem para revisão instantânea na tela permite que você envie dados para o sistema de gerenciamento do ECG sem imprimir
- As revisões na tela ajudam você a recuperar relatórios anteriores de ECG a qualquer momento



Tecnologia de fácil utilização que economiza tempo



- Vídeo em cores de alta resolução de 8"
- Tela sensível ao toque (opcional)



- Botões de fluxo de trabalho de fácil utilização
- Atalhos de teclado modernos com textura suave
- Layout de teclado padrão



Os dados demográficos do paciente podem ser recuperados pela lista de trabalho



Cabo anatômico para reduzir embaraços e inversão de derivações



Código de barras opcional para inserção rápida de dados demográficos precisos do paciente

Design inteligente para profissionais ocupados




- As formas de onda de ECG estáveis, limpas e precisas garantem a qualidade dos dados de ECG e ajudam na rapidez do processamento
- A visualização clara de resultados ajuda você a concentrar-se no diagnóstico e na assistência
- Economize até 800 gravações internas de ECG ou use a unidade flash USB para armazenamento offline e transmissão de ECG
- Autonomia das baterias de íons de lítio superiores a 3,5 horas de funcionamento contínuo ou 400 páginas de gravações
- Um dos eletrocardiógrafos de 12 derivações mais leves do mercado – apenas 4,9 kg
- Carrinho opcional robusto e compacto para melhor armazenamento e transporte

A análise de 12 derivações de Glasgow, reconhecida mundialmente, sustenta um diagnóstico seguro

I Diagnósticos precisos para crianças, desde o nascimento, e adultos. Mais de 40 anos de desenvolvimento contínuo do algoritmo de Glasgow fornecem uma das melhores análises de ECG do mundo

ID:	2012050454367890
Name:	Doe, John
DOB:	1940-05-01 72Years
Gender:	Male
Race:	Caucasian
Medication 1:	No Medication
Medication 2:	No Medication

Critérios específicos de idade, sexo e origens étnicas melhoram a precisão para pacientes em nível individual




O diagnóstico automático usando a colocação de eletrodos V₄R (C₄R) é ideal para pacientes pediátricos

***** CONSIDER ACUTE STEMI *****

Sinus arrhythmia with borderline 1st degree
Left ventricular hypertrophy
Inferior ST elevation, CONSIDER ACUTE INFARCT
Anteroseptal ST depression is probably reciprocal

Avisos destacados dos seis valores críticos ajudam na resposta rápida a problemas potencialmente urgentes

II Nova análise automatizada após a alteração de dados demográficos do paciente ajudam a capturar ECG rapidamente com a opção de adicionar informações do paciente mais tarde



com dados demográficos
insuficientes

depois da atualização dos dados demográficos (idade e sexo adicionados)

A detecção de marca-passo oferece um relatório confiável do modo de estimulação sequencial A-V e ventricular sem selecionar a sensibilidade de detecção do marca-passo

Revise um evento de arritmia significativo adicionando um minuto de impressão complementar após a operação automática do ECG