

BeneFusion eDS Basic

Sistema de supervisão de infusão

Ficha técnica



Tamanho

1 controlador e 4 compartimentos	≤ 270 x 173 x 395 mm
1 controlador e 2 compartimentos	≤ 270 x 173 x 245 mm
Extensão para 4 compartimentos	≤ 270 x 173 x 335 mm

Peso

1 controlador e 4 compartimentos	≤ 3,4 kg
1 controlador e 2 compartimentos	≤ 2,5 kg
Extensão para 4 compartimentos	≤ 3,0 kg

Fonte de alimentação

Potência CA	100-240 V ~, 50/60 Hz, 8-3,4 A
-------------	--------------------------------

Ambiente

Temperatura	5 a 40 °C para operação, -30 a 70 °C para armazenamento
Umidade	15 a 95 % para operação; 10 a 95 % para armazenamento

Pressão de ar

57,0 a 107,4 kPa para operação;
16,0 a 107,4 kPa para armazenamento

Alarmes

Tipo	Alarmes sonoros e visuais
2 níveis	Alto e Baixo, consistente com o alarme da bomba de prioridade mais alta.

Outro

Tipo de montagem	Horizontal, vertical
Abraçadeira	Horizontal: faixa de diâmetro de 10 x 25 mm Vertical: faixa de diâmetro de 15 a 40 mm Uma abraçadeira módulo de prateleira Suporte à montagem de 2 a 16 bombas sem uso de ferramentas
Manutenção	Tipo CF, classe I, IP33
Classificação	

Mindray Building, Keji 12th Road South,
High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, China
Tel.: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680
E-mail: intl-market@mindray.com www.mindray.com

mindray | Healthcare with reach. São marcas registradas ou marcas comerciais de propriedade da Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., LTD
© 2020 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
N/P: PT-BR-BeneFusion eDS Basic Datasheet-210285x2P-20201125

mindray