



O VS-600 suporta medições de NIBP rápidas, precisas e confortáveis. Ele exibe medições confiáveis de temperatura em segundos e permite medições de SpO2 com possibilidade de 2 tecnologias de ponta na medição de saturação de oxigênio. Com todas essas funcionalidades o VS-600 reduzirá consideravelmente o tempo necessário para verificar os sinais vitais, permitindo que você se concentre ainda mais em seus pacientes.

VS-600
Monitor de sinais vitais

Especificações técnicas

Segurança	Atende às exigências da série IEC 60601
Peso	<1,7 kg (bateria inclusa)
Ambiente Operacional	
Temperatura	0 ~ 40°C (sem o módulo Temp)
	5 ~ 40°C (com o módulo Temp)
Umidade	15 ~ 95%, com condensação
Pressão barométrica	427,5 ~ 805,5 mmHg (57,0 ~ 107,4 kPa)
Tipo de paciente	Adulto, pediátrico, neonatal
Especificações do produto	
Tela	Dimensões: 90 × 99 mm
Tipo	Tela digital numérica com segmentos
Indicadores	Indicador ligado
	Indicador de bateria
	Alerta técnico
Interface	Porta serial para atualização do software e protocolo DIAP
Bateria lítio	Recarregável
	Tempo de funcionamento de até 22 horas (bateria de alta capacidade)/11 horas (bateria de baixa capacidade)
NIBP	
Modo de operação	Manual
Unidade de medida	mmHg/kPa selecionável
Parâmetros de medição	Pressão sistólica, diastólica, média, pulsação
Faixa de medição	Adulto: 10 ~ 270 mmHg
	Pediátrico: 10 ~ 200 mmHg
	Neonatal: 10 ~ 135 mmHg
Precisão de medição	Erro médio máx: ±5 mmHg
	Desvio-padrão máx.: 8 mmHg
Resolução	1 mmHg
Proteção contra sobrepressão	Proteção dupla por hardware e software
Intervalo de pulsação	40 ~ 240 bpm
Precisão	±3 bpm ou ±3%, o que for maior

SpO₂ Mindray	
Intervalo de medição	0 ~ 100%
Resolução	1%
Precisão	Adulto/pediátrico: ±2% (70 ~ 100%)
	Neonatal: ±3% (70 ~ 100%)
	0 ~ 69% não especificado
Intervalo de IP	0,05 ~ 20%
Intervalo de pulso	Intervalo: 20 ~ 254 bpm
Resolução	1 bpm
Precisão	±3 bpm (sem movimento)
	±5 bpm (sem movimento)

SpO₂ Nellcor	
Intervalo de medição	0 ~ 100%
Resolução	1%
Precisão	Adulto/pediátrico: ±2% (70 ~ 100%)
	Neonatal: ±3% (70 ~ 100%)
	0 ~ 69% não especificado
Intervalo de pulso	Intervalo: 20 ~ 300 bpm
Precisão	20 ~ 250 bpm: ±3 bpm
	251 ~ 300 bpm: não especificado

Termômetro SmarTemp™	
Modo de monitoração	
Intervalo de medição	25 ~ 44°C (77 ~ 111,2°F)
Precisão	±0,2°C (±0,4°F), 25 ~ 32°C (77 ~ 89,6°F)
	exclusive 32°C (89,6°F)
	±0,1°C (±0,2°F), 32 ~ 44°C (89,6 ~ 111,2°F)
	inclusive 32°C (89,6°F)
Modo preditivo	
Intervalo de medição	35 ~ 43°C (95 ~ 109,4°F)
Tempo típico de medição	<12 s à temperatura ambiente 25 ~ 28°C
	sem movimento



VS-600
Monitor de sinais vitais

Claro, simples e portátil

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, China Telephone: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680 E-mail: intl-market@mindray.com www.mindray.com Mindray do Brasil- Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos LTDA Rua Tavares Bastos, 329 Perdizes São Paulo - SP CEP : 05012-020 Telephone: +55 11 3124 8026 Fax: +55 11 3078 8035 Mindray está listada na NYSE sob o símbolo "MR"	mindray healthcare within reach são marcas comerciais registradas ou marcas registradas de propriedade da Shenzhen Mindray Bio-medical Electronics Co., Ltd. © 2013 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. P/N: PT-BR-VS600Brochure&Datasheet-210285x6P-20150409
	



VS-600 é o monitor de sinais vitais portátil ideal, para suas necessidades clínicas básicas na verificação instantânea periódica em áreas de triagem em seu hospital. O VS-600 é adequado para pacientes adultos, pediátricos e neonatais e oferece uma exibição clara, operações simples e uma melhor portabilidade.



Funções

NIBP:

Modo manual rápido e adequado para verificação instantânea

Smart Temp:

Melhor medição de temperatura com a primeira leitura em até 12 seg (oral, axilar e retal)

SpO₂:

O IP (Índice de Perfusão) de medição SpO₂ orienta os os profissionais da saúde a encontrar a melhor posição de medição

** O sensor para SpO2 Nellcor é opcional*

Simple

Fácil acesso a todas funções através de um teclado com quatro botões

Acessórios SpO₂ e NIBP compatíveis com a série Beneview Mindray

Portátil



 Super bateria de lítio para uso contínuo até **22 horas**



 Compacto e leve com apenas **1,7 kg** (bateria inclusa)



 Carrinho estável com botão de liberação rápida



 Alça confiável e robusta e estrutura resistente